

InTec SARS-CoV-2 Professional antigen Rapid Test 35-020

OMSCHRIJVING

Met de InTec SARS-CoV-2 Professional Antigen Rapid Test heeft u een snelle en betrouwbare zelftest, welke eenvoudig in gebruik is.

Deze zelftest kit is bedoeld voor snelle en kwalitatieve bepaling van SARS-CoV-2-infectie d.m.v. een neusuitsrijkje. Wanneer het monster SARS-CoV-2-antigenen bevat, verschijnt er een zichtbare lijn in het testgebied op het membraan. De resultaten zijn binnen 15-20 minuten zichtbaar!

Elke set bevat 1 testcassette, 1 bufferflesje, 1 wattenstaafje, 1 opvang-/meng-/doseerbuis, 1 gebruiksaanwijzing (in het Engels).

De InTec SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is toegevoegd aan de nieuwste versie van de algemene HSC-lijst. Deze aanbevelingslijst is ontwikkeld door het Health Security Committee (HSC) van de Europese Unie en is voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2021.

Artikel InTec SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is getest en gecertificeerd volgens de richtlijn IVDD 98 / 79 / EC.

GEBRUIK

Deze kwalitatieve detectie van SARS-CoV-2 d.m.v. een neusuitsrijkje levert alleen een voorlopig testresultaat op, het resultaat kan u en uw zorgverlener helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over uw zorg. De resultaten van deze test kunnen de verspreiding van het Covid-19 virus naar uw familie en andere mensen om u heen helpen beperken.


Mensen die een negatief testresultaat hebben en Covid-symptomen blijven houden, moeten contact opnemen met de GGD.

Elke zelftest is voorzien van een duidelijk gebruikersinstructie. Houdbaarheid: 2 jaar.

Dit product wordt alleen geleverd aan professionele gebruikers

PRODUCT INFORMATIE

Richtlijn	CE
Gebruik	Gebruikersinstructie bij elke zelftest



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snelle en betrouwbare testresultaten in 15-20 minuten
- ▲ Specificiteit van de test: 100% (WHO-criteria: ≥97% specificiteit)
- ▲ Gevoeligheid van de test: 98,58% – 99,30% (WHO-criteria: ≥80% gevoeligheid)
- ▲ Nauwkeurigheid van de test: 99,44% – 99,72%
- ▲ 1 Zelftest (1 testcassette, 1 bufferflesje, 1 wattenstaafje, 1 opvang-/meng-/doseerbuis, 1 gebruiksaanwijzing)
- ▲ Single-Use
- ▲ Bewaren bij een temperatuur van 2-30 °C
- ▲ Houdbaarheid: 2 jaar

CERTIFICERING & KEURING



TOEPASSINGEN

- ▲ Levert voorlopig testresultaat t.b.v. detectie SARS-CoV-2

ORDER DETAILS

Artikelnummer	Omschrijving	Verp. eenh. per omdoos
9.95.35.020.00	Covid-19 Zelftest	318 x 1 (318 st.)

